

MẪU NHÃN PHỤ

Mũi khoan đánh bóng dành trong nha khoa
Chủng loại/ Mã sản phẩm: Neodiamond/xxx

Số công bố:

Công dụng: Dùng để chuẩn bị xoang trám, sửa soạn cùi răng, cắt bỏ các phục hình cũ,..

Cách sử dụng: Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm

Cảnh báo: Không có

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng

NSX, HSD, LOT: Xem trên bao bì

Xuất xứ: Mỹ

Hãng sản xuất/ Hãng chủ sở hữu: Microcopy, Div. of Neo-Flo, Inc.

Địa chỉ: 3120 Moon Station Rd NW Kennesaw, GA, 30144 United States of America

Chủ sở hữu số công bố, cơ sở bảo hành: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Địa chỉ: A423OT12, Tầng 23, Tòa A4, Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3515 1012

Mẫu nhãn phụ trên có các thông tin về tên trang thiết bị y tế, chủng loại, ... là khác nhau còn các thông tin khác về sản phẩm là như nhau.

Đại diện cơ sở doanh nghiệp

(Đóng dấu, ký tên)




Giám Đốc
Nguyễn Hưng Thịnh

Title:	NeoShine Carton Label Design		
Doc #:	MCD-TF-007-CartonLabel	Rev: 3	Effective 01Jul2021
Page 1 of 1	Owner: Marketing	DCN #: DCN-21-069	

1. NeoShine Carton Label Specifications

- 1.1. Length: 1.5 in.
- 1.2. Width: 3.0 in.
- 1.3. Perforation: 1.5" x 1.5"
- 1.4. Design: Reference Figures below.
- 1.5. Expiration Date: Four (4) years from date of manufacture
- 1.6. Expiration Date Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 6 pt
- 1.7. Manufactured Date Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 6 pt
- 1.8. Lot Number Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 9 pt

Figure 1: NeoShine Composite Point 1 Carton Label Design



REVISION HISTORY

Revision Control Log			
Rev. #	Effective Date	Change Description	DCN
3	01Jul2021	Change Lot configuration, add Manufactured Date. Removed ISO symbols Min and Max.	DCN-21-069
2	24Jun2020	Updated to include additional symbols	DCN-20-100
1	17Feb2020	New	DCN-20-028

Title:	NeoShine Pouch Label Design		
Doc #: MCD-TF-007-PouchLabel	Rev: 3	Effective Date: 01Jul2021	
Page 1 of 2	Owner: Marketing	DCN #: DCN-21-069	

1. NeoShine Pouch Label Specifications

- 1.1. Length: 2.5"
- 1.2. Height: 2.25"
- 1.3. Design: Reference Figures below.
- 1.4. Expiration Date: Four (4) years from the date of manufacture
- 1.5. Expiration Date Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 6.5 pt
- 1.6. Manufactured Date Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 6.5 pt
- 1.7. Lot Number Font: Myriad Pro SemiBold SemiCondensed, 8 pt

Figure: NeoShine Composite Cup 1 Pouch Design*



Title:	NeoShine Pouch Label Design		
Doc #:	MCD-TF-007-PouchLabel	Rev: 3	Effective Date: 01Jul2021
Page 2 of 2	Owner: Marketing	DCN #: DCN-21-069	

REVISION HISTORY

Revision Control Log			
Rev. #	Effective Date	Change Description	DCN
3	01Jul2021	Change Lot configuration, increase CE size, add manufactured date and remove temperature symbol.	DCN-21-069
2	24Jun2020	Updated to include CE symbol	DCN-20-100
1	17Feb2020	New	DCN-20-028

**Per MDR 2017/745, the address of the manufacturer is required to be displayed on the label which maintains the sterile condition of the device. However, address will not be displayed on the individual packet labels (primary packaging), as the individual packets are not sold to end users. Instead, the secondary packaging or carton (i.e., pack), of individual packets are sold to the end-user. Therefore, the secondary packaging will display the manufacturing address.*