



NHÃN GỐC



A/W 005034-901 R3

THÔNG TIN NHÃN PHỤ HÀNG HÓA

Tên hàng hóa: **Blood Gas and Electrolyte Quality Control, Level 1**

Mã sản phẩm : 6303

Số lưu hành: xxxx-xxxx-xxxx

Chủ sở hữu số lưu hành: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Sunmed**

Địa chỉ : Số 44 đường 12, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028.62661234).

Nhà sản xuất: Medica Corporation, Mỹ

Địa chỉ: 5 Oak Park Drive Bedford, Massachusetts 01730, Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Nhiệt độ bảo quản: 4 - 25 °C

Số lô sản xuất: xem thông tin ở ký hiệu "LOT" trên nhãn gốc


Ngày hết hạn : xem thông tin ở ký hiệu "🕒" trên nhãn gốc

Nhập khẩu và phân phối bởi: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Sunmed**

Địa chỉ : Số 44 đường 12, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo quản: Xem Hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp hoặc tải trên trang

<https://support.medicacorp.com/IFU>



Nguyễn Thanh Hằng

BOX OUTLINE IS FOR REFERENCE ONLY



EasyQC®



IVD

4°C – 25°C

CONTAINS: 30 ampoules, 1.7 mL/pH buffered solution equilibrated with O₂ and CO₂ with concentrations of Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ and Cl⁻ salts at clinically significant levels.

CONTIENT: 30 ampoules, 1.7 mL de solution tamponnée à pH, équilibrée avec de l'O₂ et du CO₂, avec des concentrations cliniquement significatives de sels de Na⁺, de K⁺, de Ca⁺⁺ et de Cl⁻.

CONTENUTO: 30 fiale, 1.7 ml di soluzione tamponata a pH, equilibrata con O₂ e CO₂, con concentrazioni di sali di Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ e Cl⁻ a livelli clinicamente significativi.

INHALT: 30 Ampullen, 1.7 ml/pH gepufferte und mit O₂ und CO₂ äquilibrierte Lösung mit klinisch auffälligen Na⁺-, K⁺-, Ca⁺⁺-und Cl⁻-Salzkonzentrationen.

CONTENIDO: 30 ampollas, 1.7 ml de solución tamponada a pH, equilibrada con O₂ y CO₂, con concentraciones de sales de Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ y Cl⁻ a niveles clinicamente significativos.

CONTEÚDO: 30 ampolas, 1.7 ml de solução tamponada a pH, equilibrada com O₂ e CO₂, com concentrações de sais de Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ e Cl⁻ a níveis clinicamente significativos.

İÇİNDEKİLER: 30 Ampül, klinik yönden önemli seviyelerde Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ ve Cl⁻ tuzları konsantrasyonları ile O₂ ve CO₂, dengelenmiş 1.7 mL/pH buferli solüsyon.

CONTROL

1

REF 6303

MEDICA

EasyQC®

CONTROL

1

REF 6303

EasyQC®

Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control
Contrôle de la qualité des électrolytes et des gaz du sang – Niveau 1
Controllo di qualità di emogas e elettroliti, Livello 1
Level 1 für Blutgas- und Elektrolyt-Qualitätskontrolle
Control de calidad para gases en sangre y electrolitos, Nivel 1
Controlo de Qualidade de Electrólitos e Gases Sanguíneos (Nível 1)
Seviye 1 Kan Gazı ve Elektrolit Kalite Kontrolü

MEDICA (781) 275 4892 • (800) 777 5983


CONTROL

1

REF 6303

EasyQC®

Manufactured for
Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
EC REP Emergo Europe, Pijnassengracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands



A/W 005034-901 R3