



Diluent for Hematology Analyzer

IVD

For in vitro diagnostic use

20L

Matching with three-part hematology analyzer, using as blood sample diluent

Instrument Model:

Abbot Cell-Dyn 1800/1700/1600/1500/1400/1300 hematology analyzer

Period of Validity : 24 months

Storage Temperature: Store at 2°C-30°C

Composition:

Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Buffer, Anti-Microbial Agent

LOT LA-170630

Expiry: 2019/06/29



Instrument:

Open the package, pull out the cap of the container and open it
Put the pipeline of instrument into the container, and then tighten up the cap.
According to the operation manual, replace the fresh diluent

Warnings:

For in vitro diagnostic use only
If product has been partially or completely frozen, allow product to warm to room temperature and mix well.
In case of eye or skin contact, flush affected area with copious amounts water.
Induce vomiting and consult with physician in case of ingestion.
Dispose of waste water in compliance with local regulations.

COMING

SUZHOU COMING CHENGYE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD



Suzhou Coming Chengye Medical Technology Co.,Ltd

Add: No. 258 Huajin Road, High & New Tech Development Zone, Suzhou 215153, China

Tel: 86-512-66903693 Fax: 86-512-66901646

<http://www.comingcmg.com>

MẪU NHÃN PHỤ

DUNG DỊCH DILUENT FOR HEMATOLOGY ANALYZER 20L

Số lưu hành:

Hạn sử dụng:

Số LOT: Xem số LOT trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác: Đọc HDSĐ kèm theo

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty CPKT Thái Bình Dương

Địa chỉ: 16 Thân Nhân Trung, Phường 13 Q Tân Bình TP.HCM

Nhà sản xuất và chủ sở hữu sản phẩm:

Suzhou Coming Chengye Medical Technology Co.,Ltd

Địa chỉ: NO. 258 Huajin road, High & New Tech Development

Zone Suzhou 215153, China

Xuất xứ: Trung Quốc