



Sheath for Hematology Analyzer

IVD

For in vitro diagnostic use

20L

Matching with five-part hematology analyzer, using as blood sample

Instrument Model:


Sheath reagent used to count and differentiate WBC's on CELL DYN 3200 hematology analyzer

Period of Validity : 24 months

Storage Temperature: Store at 2°C-30°C

Composition:

Buffer < 0.1%
Nonionic surfactant < 0.1%
Preservative < 0.1%



LOT 20160816

Expiry: 2018/08/15

Instrument:

Open the package, pull out the cap of the container and open it.

Put the pipeline of instrument into the container, and then tighten up the cap.

According to the operation manual, replace the fresh diluent

Warnings:

For in vitro diagnostic use only

If product has been partially or completely frozen, allow product to warm to room temperature and mix well.

In case of eye- or skin contact, flush affected area with copious amounts of water.

Induce vomiting and consult with physician in case of ingestion.

Dispose of waste water in compliance with local regulations.

COMING

SUZHOU COMING CHENGYE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD



Suzhou Coming Chengye Medical Technology Co., Ltd

Add: NO. 258 Huajin Road, High & New Tech Development Zone Suzhou 215153, China

Tel: 86-512-66901693 Fax: 86-512-66901646

<http://www.comingcoming.com>

MẪU NHÃN PHỤ

DUNG DỊCH SHEATH FOR HEMATOLOGY ANALYZER 20L

Số lưu hành:

Hạn sử dụng:

Số LOT: Xem số LOT trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác: Đọc HDSD kèm theo

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty CPKT Thái Bình Dương

Địa chỉ: 16 Tân Nhân Trung, Phường 13 Q Tân Bình TP.HCM

Nhà sản xuất và chủ sở hữu sản phẩm:

Suzhou Coming Chengye Medical Technology Co.,Ltd

Địa chỉ: NO. 258 Huajin road, High & New Tech Development

Zone Suzhou 215153, China

Xuất xứ: Trung Quốc