

## **CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA DẦU TAY KHOAN HI-CLEAN SPRAY CHÍNH HÃNG!**

### **Đặc tính sản phẩm:**

- Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi.
- Sử dụng Hi-Clean Spray trước khi khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí.
- Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan Hi-Clean giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại.
- Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau.
- Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới.

### **Hướng dẫn an toàn:**

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 40°C tại khu vực nhiệt độ có thể kiểm soát được. Tránh để nơi ánh sáng trực tiếp.
- Đây là sản phẩm dễ cháy nổ. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ, tia lửa hay bất kỳ thực thể nào dễ bắt lửa.
- Tuân thủ các qui định của chính phủ về việc loại bỏ. Hãy kiểm tra nếu thành phố hay thị trấn của bạn cung cấp sự trợ giúp cho việc loại bỏ sản phẩm thải nguy hiểm. Cấm vứt sản phẩm này vào lửa.
- Chai dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa gas áp suất cao. Luôn lưu trữ chai ở vị trí thẳng đứng.

### **Cách sử dụng:**

Xem hình in trên thân chai. Hoặc để đầu tay khoan được bọc một vài tấm giấy khô thấm hoặc vải sạch thấm. Xịt khoảng 2-3 giây cho dầu tràn qua đầu tay khoan đến khi nào hết bắn thì thôi. Tra dầu tay khoan 2 lần một ngày, một lần sau ca làm việc buổi sáng và một lần sau khi kết thúc ca làm việc buổi chiều.

<>Sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn của cộng đồng Châu Âu Directive 93/42/EEC.

<>Sản phẩm này được chứng nhận bởi Cục Thực Phẩm Thuốc Hoa Kỳ (FDA).

<>Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất (xem dưới đáy chai)

<>Nhà nhập khẩu & phân phối: Dentwin Medical Supply Jsc (NHA PHONG) - 04-35764775 [www.nhaphong.com.vn](http://www.nhaphong.com.vn)

## **CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA DẦU TAY KHOAN HI-CLEAN SPRAY CHÍNH HÃNG!**

### **Đặc tính sản phẩm:**

- Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi.
- Sử dụng Hi-Clean Spray trước khi khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí.
- Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan Hi-Clean giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại.
- Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau.
- Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới.

### **Hướng dẫn an toàn:**

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 40°C tại khu vực nhiệt độ có thể kiểm soát được. Tránh để nơi ánh sáng trực tiếp.
- Đây là sản phẩm dễ cháy nổ. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ, tia lửa hay bất kỳ thực thể nào dễ bắt lửa.
- Tuân thủ các qui định của chính phủ về việc loại bỏ. Hãy kiểm tra nếu thành phố hay thị trấn của bạn cung cấp sự trợ giúp cho việc loại bỏ sản phẩm thải nguy hiểm. Cấm vứt sản phẩm này vào lửa.
- Chai dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa gas áp suất cao. Luôn lưu trữ chai ở vị trí thẳng đứng.

### **Cách sử dụng:**

Xem hình in trên thân chai. Hoặc để đầu tay khoan được bọc một vài tấm giấy khô thấm hoặc vải sạch thấm. Xịt khoảng 2-3 giây cho dầu tràn qua đầu tay khoan đến khi nào hết bắn thì thôi. Tra dầu tay khoan 2 lần một ngày, một lần sau ca làm việc buổi sáng và một lần sau khi kết thúc ca làm việc buổi chiều.

<>Sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn của cộng đồng Châu Âu Directive 93/42/EEC.

<>Sản phẩm này được chứng nhận bởi Cục Thực Phẩm Thuốc Hoa Kỳ (FDA).

<>Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất (xem dưới đáy chai)

<>Nhà nhập khẩu & phân phối: Dentwin Medical Supply Jsc (NHA PHONG) - 04-35764775 [www.nhaphong.com.vn](http://www.nhaphong.com.vn)