

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương

Địa chỉ: 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tên thiết bị : Găng tay khám Chủng loại/Size : XS,S,M,L

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Găng tay được làm bằng cao su tự nhiên chất lượng cao, không tiết trùng Găng rất dẻo và dai, không gây dị ứng da, có độ đàn hồi cao và vừa vặn tay, dùng được cả hai tay. sử dụng một lần
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng cho bác sỹ, y tá, kỹ thuật viên của bệnh viện trong việc thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đeo găng vào tay để thăm khám, chăm sóc bệnh nhân Vứt bỏ ngay sau khi sử dụng
1.5	Chống chỉ định	Không sử dụng một đôi găng cho nhiều bệnh nhân
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Thận trọng đối với người có tiền sử dị ứng với cao su tự nhiên. Găng có tác dụng như màng chắn sinh học không phải là màng chắn hóa chất Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có tác dụng bất lợi nào
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Hiện chưa có thông tin cảnh báo nào về tính an toàn của sản phẩm

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Thị Phương