



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG

Số 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh xuân, Hà nội, Việt Nam

Tel : (84-24) 38522281 - Fax: (84-24) 35760830

www.hoangphuongcme.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY KHÁM

- Làm khô tay trước khi đeo găng
- Chọn găng đúng theo cỡ tay, thuận cả hai tay.
- Đeo găng một cách cẩn thận không kéo quá mạnh dẫn tới làm rách găng
- Găng tay sau khi sử dụng phải bỏ vào trong thùng đựng rác thải y tế
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần không tái sử dụng
- Không xếp chồng quá cao các thùng găng dẫn tới hỏng vỏ thùng và giảm chất lượng găng
- Hạn sử dụng : 05 năm

Đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Thị Phương