

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: BỘ DỤNG CỤ BÀO DA VÀ PHỤ KIỆN KÈM THEO

Chủng loại/Mã:

- Rosenberg Macro Dermatome / 9920100 & 9920110
- Rosenberg Mini Dermatome / 9921100 & 9921110
- Rosenberg Micro Dermatome / 9922100 & 9922110

Hãng/nước sở hữu: 4Med Ltd/Israel

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Vệ sinh và hấp tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Mở khóa, gắn lưới bảo da vào tay cầm
- Điều chỉnh độ dày lớp da bảo mong muốn trên dụng cụ
- Đưa dụng cụ bảo da vào phẫu trường
- Tiến hành bảo da
- Lấy dụng cụ bảo da ra khỏi phẫu trường
- Vệ sinh và hấp tiệt trùng dụng cụ sau khi sử dụng xong

GIÁM ĐỐC



HÀ VIỆT PHONG