

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI  
AN LÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---oOo---

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Sở y tế Nam Định

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành. Địa chỉ: Lô 52,53,54 Cụm CN An Xá, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


Ngày 10 tháng 08 năm 2017.

Tên TTBYT: *Mũ phẫu thuật ( Nón giấy, Nón y tế tiệt trùng)*

Hướng dẫn sử dụng:

- 1, Mở bao bì tại điểm “open”.
- 2, Dùng hai ngón tay kéo chun sang hai phía cho mũ mở ra.
- 3, Đội mũ trùm bao phủ toàn bộ tóc
- 4, Sau khi sử dụng vứt bỏ vào thùng rác.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Chí Dũng*