

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
AN LÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Sở y tế Nam Định

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành. Địa chỉ: Lô 52,53,54 Cụm CN An Xá, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Ngày 10 tháng 08 năm 2017.

Tên TTBYT: Túi camera

Hướng dẫn sử dụng:

- 1, Mở bao bì tại điểm "open".
- 2, Lấy túi camera trong bao bì PE.
- 3, Trùm túi vào máy camera phẫu thuật sau đó kéo hai đầu sợi dây cotton buộc lại
- 4, Sau khi sử dụng vứt bỏ vào thùng rác.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Dũng