


**Bộ nhãn sản phẩm**  
**Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy**  
**Chủng loại: BD FACSLyric™ Flow Cytometer**  
**Mã sản phẩm: 651165**

**Mẫu nội dung nhãn phụ:**

**Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy**  
**Chủng loại: BD FACSLyric™ Flow Cytometer**  
**Mã sản phẩm: 651165**

**Số lưu hành:**

**Số seri:** Xem “SN” trên nhãn gốc.

**Ngày sản xuất:** xem “” trên nhãn gốc.

**Tên/ Địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế:** Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences/ 2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131 Mỹ.

**Tên/ Địa chỉ cơ sở sản xuất:** Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences/ 2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131 Mỹ.

**Xuất xứ:** Mỹ.

**Tên/ Địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành:** Văn phòng đại diện Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh/ Phòng 1106-07, tầng 11, toà nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Tên/ Địa chỉ đơn vị nhập khẩu, phân phối và bảo hành:**

**Cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo quản:** Xem trong *Hướng dẫn sử dụng* HOẶC  
*Website:* <https://eifu.bd.com/vi>

**TM. VPĐD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh**

# **BD FACSLyric™ Flow Cytometer**

## NOTICE

To be opened by a BD authorized representative only or warranty will be void.

## ВНИМАНИЕ!

Да се отваря само от упълномощен представител на BD или гаранцията ще бъде невалидна.

## UPOZORENJE

Otvaranje može vršiti samo ovlašteni predstavnik tvrtke BD, u protivnom jamstvo neće važiti.

## UPOZORNĚNÍ

Otevření jakoukoli jinou osobou než oprávněným zástupcem společnosti BD povede ke zrušení záruky.

## BEMÆRK

Må kun åbnes af BD-autoriseret repræsentant, eller garantien vil blive annulleret.

## OPMERKING

Mag uitsluitend geopend worden door een door BD goedgekeurde medewerker, anders is de garantie ongeldig.

## MÄRKUS

Tohib avada ainult BD volitatud esindaja, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.

## MUISTUTUS

Vain BD:n valtuutettu edustaja saa avata. Muutoin takuu mitätöityy.

## AVIS

À ouvrir par un représentant BD agréé uniquement sinon la garantie sera annulée.

## HINWEIS

Nur von autorisierten BD-Mitarbeitern zu öffnen, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να ανοίγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της BD, ειδώς η ελλύση θεωρείται άκυρη.



Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, 2350 Qume Drive, San Jose, CA 95131 USA



Becton Dickinson Ireland Ltd., Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26, Ireland



BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland

BD, the BD Logo, and FACSLyric are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.

© 2021 BD. All rights reserved.

## MEGJEGYZÉS

Kizárólag a BD képviselője nyithatja fel. Amennyiben illetéktelen személy nyitja fel, a garancia érvényét veszti.

## AVVISO

Apribile solo da un rappresentante autorizzato di BD; in caso contrario, la garanzia perde valore legale.

## ЕСКЕРТПЕ

Тек BD уәкілетті өкілі ашуы тиіс. Әйтпесе кепілдіктің күші жойылады.

## PIEZĪME

Drīkst atvērt tikai BD pilnvarots pārstāvis, pretējā gadījumā garantija zaudēs spēku.

## PASTABA

Turi atidaryti tik BD atstovas; kitaip garantija negalios.

## MERK

Må kun åpnes av en BD-autorisert representant, ellers vil garantien bli annullert.

## UWAGA

Otwarcie przez osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel BD spowoduje unieważnienie gwarancji.

## AVISO

Apenas para ser aberto por um representante autorizado da BD, ou a garantia perde a validade.

## NOTĂ

A se deschide numai de un reprezentant autorizat BD, în caz contrar garanția se anulează.

## ВНИМАНИЕ!

Разрешается вскрывать только уполномоченному представителю компании BD, иначе гарантия аннулируется.

## НАПОМЕНА

Otvaranje dozvoljeno samo ovlašćenom predstavniku BD ili će garancija biti nevažeća.

## UPOZORNENIE

Po otvorení inou osobou ako oprávněným zástupcom spoločnosti BD záruka stráca platnosť.

## AVISO

Sólo debe ser abierto por un representante autorizado de BD o se invalidará la garantía.

## OBS!

Kan endast öppnas av en representant auktoriserad av BD annars gäller ej garantin.

## DUYURU

Sadece BD yetkili temsilcisi açmalıdır yoksa garanti geçersiz olacaktır.

## УВАГА

При відкритті особою, яка не є уповноваженим представником компанії BD, гарантія втрачає силу.

Serial No.

Box

Of



Made in USA  
23-21694-02

# CONFIDENTIAL

<b>Model:</b>	<b>BD FACSLytic™ Flow Cytometer</b>		<b>REF</b>
<p>Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to laser notice No. 50, dated June 24, 2007. Class 1 Laser Product per IEC/EN 60825-1:2014. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.</p> <p>Appareil à laser de classe 1, IEC/EN 60825-1:2014. Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.</p>			
<b>SN:</b>			
<b>VAC-Hz:</b>	100–240 VAC (50–60 Hz)	<b>Total Power:</b>	200 W
<p>The BD FACSLytic™ flow cytometer is covered by one or more of the following US patents:          6,510,007; 7,787,197; 6,683,314; 6,809,804; 7,129,505; 6,897,954; 8,528,427</p>			
<p> <b>Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, 2350 Qume Drive, San Jose, CA 95131 USA</b></p>			
<b>EC REP</b>	<p><b>Becton Dickinson Ireland Ltd., Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26, Ireland</b></p>		
<b>CH REP</b>	<p><b>BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland</b></p>		
<p>BD, the BD Logo, and FACSLytic are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.          © 2021 BD. All rights reserved.</p>			
			<p>Made in USA 23-20838-02</p>