



# TỦ SẤY ĐA NĂNG MATACHANA MDC A

## TÍNH NĂNG NỔI BẬT



- Cửa trước có khóa, làm bằng kính, khung cửa làm bằng thép không gỉ AISI 304, đảm bảo kín khí cho tủ sấy
- Có loại 2 cửa kèm theo khóa liên động
- Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh được từ 35° C tới 80° C
- Thời gian cho 1 chu trình có thể điều chỉnh được từ 30 tới 120 phút

Tên thiết bị	Năng suất sấy			
	S 	K 	G  g	
TỦ SẤY DỤNG CỤ VÀ ỐNG GÂY MÊ, 1/2 CỬA, 500 LÍT	9		8	4
TỦ SẤY ỐNG GÂY MÊ 1/2 CỬA, 500 LÍT			40	4
TỦ SẤY DỤNG CỤ, 2 CỬA, 500 LÍT	17			
TỦ SẤY ĐỒ VẢI, 1 CỬA, 500 LÍT		9		

### Trụ sở chính

L7-23 Khu đô thị mới Đại Kim,  
P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

### VPGD Hồ Chí Minh

P0507, Khối B Chung cư Charmington La Pointe  
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM

0986. 216. 546

www.thaisonmed.com.vn  
info@thaisonmed.com.vn