



# CÔNG TY TNHH TM BHYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

HOANGTHINHPHAT.VN

Email : [htpmedical@hoangthinhphat.vn](mailto:htpmedical@hoangthinhphat.vn) - [htpmedical@gmail.com](mailto:htpmedical@gmail.com)

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
<b>1</b>	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dụng cụ chống cắn lưỡi
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dụng cụ hỗ trợ cho việc thông các ống dẫn qua cổ họng của bệnh nhân, tránh trường hợp cắn lưỡi
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đặt dụng cụ ở cổ họng bệnh nhân, dụng cụ được đưa vào miệng với mặt cong được hướng lên trên. Khi mở của nó tiếp xúc với phần sau của vòm miệng, hãy thực hiện một vòng quay 180 độ để ấn dụng cụ vào hoàn toàn, cố định lại rồi luồn các ống dẫn cần thiết vào trong cơ thể qua đường miệng.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra	Hiện chưa có ghi nhận trường hợp nào bất lợi có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm này.
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)</b>	
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)</b>	
<b>4</b>	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Giám Đốc  
Phạm Thị Thùy Trang