



# CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA

SỐ 17 – NGÕ QUAN THỔ 2 – TÔN ĐỨC THẮNG - ĐÔNG ĐA – HÀ NỘI

TEL: 024.35766323; Fax: 024.35135256; email: [ykhoacompany@gmail.com](mailto:ykhoacompany@gmail.com)

## TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### Găng tay phẫu thuật Maxter

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	Găng tay phẫu thuật Maxter
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Hộp 50 đôi, nhãn hiệu Maxter được làm bằng nguyên liệu cao su tự nhiên có bột. Bề mặt trơn nhẵn vô trùng. Hai tay trái phải phân biệt, không nhãn và viền gân ở cổ tay.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng được sử dụng trong quá trình khám, chuẩn đoán điều trị và phẫu thuật, nhằm bảo vệ tránh lây truyền bệnh giữa bệnh nhân và người sử dụng găng tay phẫu thuật. Chỉ sử dụng 1 lần
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đảm bảo lựa chọn găng tay có kích thước chính xác. Giữ móng tay ngắn, tay lau khô, thay găng tay thường xuyên để tránh bị rách trong quá trình sử dụng Kiểm tra bảo trì trước khi sử dụng , không chạm vật sắc bén, kéo giãn quá mức Chỉ sử dụng 1 lần bỏ vào thùng chứa chất thải thích hợp
1.5	Chống chỉ định	Không sử dụng một đôi găng tay cho nhiều bệnh nhân, Trường hợp dị ứng với sản phẩm đã được báo cáo. Nếu gặp phản ứng với sản phẩm này, hãy ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế gần nhất
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Găng tay được đóng gói và bảo quản trong môi trường khô, thoáng mát tránh ánh sáng và huỳnh quang trực tiếp, nhiệt độ cao, bụi bẩn. Sử dụng sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ ngày sản xuất
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã được lưu hành các nước ( nếu có)	Không có
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác ( nếu có)	Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Sử dụng sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ ngày sản xuất. Vệ sinh tay trước khi sử dụng Chỉ sử dụng một lần trong quá trình thăm khám khám, chuẩn đoán điều trị và phẫu thuật, nhằm bảo vệ tránh lây truyền bệnh giữa bệnh nhân và người sử dụng găng tay phẫu thuật

