



## Băng keo y tế Nexcare

### Mô tả Sản phẩm

Nexcare™ Flexible Clear First Aid Tape: cuộn băng keo trong suốt, với lớp nền là polyethylene-ethyl vinyl acetate và lớp dính là keo acrylate

3M™ Nexcare™ Gentle Paper Tape: cuộn băng keo giấy với lớp nền là tơ nhân tạo được liên kết bằng keo acrylic. Lớp dính là keo acrylate.

3M™ Nexcare™ Sensitive Skin Tape: cuộn băng keo y tế với lớp nền bằng tơ nhân tạo và sợi polymer được liên kết bằng keo acrylic. Lớp dính bằng gel dính silicon. Băng keo được thiết kế phù hợp với các trường hợp da nhạy cảm

Các sản phẩm băng keo y tế Nexcare không chứa cao su tự nhiên (Latex-free)

### Chỉ định sử dụng

Băng keo cá nhân dùng để giữ băng gạc, dây truyền dịch, ống, hay các thiết bị khác trên da.

### Chống chỉ định

Không có.

### Cảnh báo và thận trọng

Tháo bỏ băng keo chậm và thấp.

### Cách dùng

Cắt/xé đoạn băng có chiều dài phù hợp với mục đích sử dụng để dán lên da nhằm mục đích giữ các thiết bị y tế nhẹ, nhỏ khác như gạc, ống/dây truyền dịch...

### Bảo quản / Sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm

### Nhà sản xuất:

**Nexcare™ Flexible Clear First Aid Tape:** 3M Brookings Manufacturing Facility, 601 22nd Ave. South Brookings, South Dakota 57006, USA (Mỹ).

### 3M™ Nexcare™ Gentle Paper Tape:

Sản xuất: 3M Brookings Manufacturing Facility, 601 22nd Ave. South Brookings, South Dakota 57006, USA (Mỹ).

Cắt nhỏ băng & đóng gói: 3M Hutchinson, 905 Adams Street SE, Hutchinson, MN 55350, USA (Mỹ).

Đóng gói: 3M Edumex S.A. de C.V., 6620 Oriente Calle Ramon Rivera Lara, C.D. Juarez, Chihuahua, Mexico.

### 3M™ Nexcare™ Sensitive Skin Tape:

Sản xuất lớp màng phim: 3M Nevada, 2120 E Austin Blvd., Nevada, USA (Mỹ)

Sản xuất lớp dính: 3M Menomonie, 1425 Stokke Parkway, Menomonie, WI 54751 USA (Mỹ).

Sản xuất lớp nền: 3M Brookings, 601 22nd Avenue South Brookings, SD 57006 USA (Mỹ)

Đóng gói: 3M Edumex, S.A. De C.V., 6620 Oriente Calle Ramon Rivera Lara, C.D. Jurarez, Chihuahua, Mexico

### Chủ sở hữu lưu hành tại Việt Nam

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

### Nhập khẩu, phân phối

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM