



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH
720 Sư Vạn Hạnh P.12, Q.10, Tp.HCM
Tel: 38634756 / 38626142
Fax: 38634756

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AGFA ORTHO CP-GU, ORTHO CP-GU M, MAMORY HDR-C PLUS

1. Mở hộp phim
2. Lấy phim ra khỏi hộp và cắt bỏ phần bao bì chứa phim
3. Lấy từng tấm phim cho mỗi lần chụp
4. Sau khi chụp xong lấy phim ra và cho vào máy rửa phim để xử lý

Lưu ý:

- Phim phải được xử lý với hóa chất rửa phim Xquang (phù hợp với mọi loại hóa chất sẵn có trên thị trường).
- Các quy trình trên phải được thực hiện hoàn toàn trong phòng tối, tránh tiếp xúc ánh sáng vì dễ làm hỏng phim



DS. Nguyễn Văn Đức