

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## ĐĨA PETRI/ PETRI DISHES

### I. Mô tả hàng hóa

- Xuất xứ: Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc
- Tên trang TBYT:  
+ Đĩa petri 90mm (Petri Dishes 90mm)
- Chất liệu: Được làm từ nhựa PS, được sản xuất với độ trong suốt và đường kính đúng theo tỷ lệ quy định, cho phép người sử dụng dễ dàng trong việc thao tác với các thí nghiệm.
- Có kích thước 90mm, có nắp đậy.

### II. Mục đích sử dụng

- Chủ yếu dùng để nuôi cấy, phân lập các chủng vi sinh vật hoặc làm các test chuẩn đoán, kháng sinh đồ khoanh giấy, các thử nghiệm tính cạnh tranh giữa các chủng vi sinh,.... Trên môi trường thạch dinh dưỡng mà qua đó ta có thể quan sát được hình thái, tính chất khuẩn lạc của quần thể vi sinh vật.

### III. Hướng dẫn sử dụng

- Đổ vào đĩa một chất lỏng hơi ấm có chứa thạch và một hỗn hợp các thành phần cụ thể có thể bao gồm các chất dinh dưỡng, máu, muối, cacbohydrat, thuốc nhuộm, chất chỉ thị, các axit amin và kháng sinh. Sau khi thạch nguội và đông cứng, các đĩa đã sẵn sàng để nhận được một mẫu chứa đầy vi khuẩn thông qua các kỹ thuật cấy khác nhau.
- Trang thiết bị sử dụng 1 lần
- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không sử dụng khi hàng hết hạn sử dụng, hỏng, vỡ.

**Đại diện hợp pháp của cơ sở**

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC

*Trần Anh Quân*