

B N V SINH BAYOKA® (D ng c chuyên ngâm h u môn)**1. Phạm vi áp dụng:**

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **B n v sinh Bayoka® (D ng c ngâm h u môn)** Sản phẩm do Công TNHH Tân Thái Bình D ng s n xu t.

2. Thành phần:

- Nh a Polypropylene (PP) chính phẩm

2.1 Thông số kỹ thuật:

- Kích thước 36 x 38 x 10

- Nhiệt độ : 0 °C – 45 °C

- Độ ẩm : 95 % RH

2.2 Chất lượng:

Chuyên dùng chứa dung dịch hỗ trợ tưới các biện pháp lý trí, sản khoa.

2.3 Ngoại quan:

- B m t s n phẩm không móp méo, không biến dạng, cong vênh, không sắc nhọn.

3. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển:**3.1 Ghi nhãn:**

N i dung ghi nhãn phù hợp theo quy định của Bộ Công Thương (Quy định số 89/2006/N -CP ngày 30 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hóa, được in trên giấy dán vào sản phẩm, với nội dung chính sau:

* Tên hàng hóa;

* Tên và địa chỉ nhà sản xuất;

* Xuất xứ ; Việt Nam

* Kích thước (kích thước thực hay số liệu);

* Nhãn hiệu **Bayoka®**

* Thông tin, cảnh báo về sinh, an toàn;

* Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

S h i u:

3.2 Bao gói

S n phẩm được bao bọc bằng bao nylon

3.3 Bảo quản:

S n phẩm được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, sản phẩm không có hóa chất, biến hình, hư hỏng, xuất hiện tình trạng sản phẩm.

3.4 Vận chuyển: Vận chuyển bằng các phương tiện thông thường, có mũ che, tránh mưa nắng, thao tác khi bốc xếp phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh hoặc rơi ngã làm hư hỏng sản phẩm.
