

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, TP.HCM

Ngày 08 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	DỤNG CỤ CHUYÊN NGÂM HẬU MÔN (BỆNH TRỊ)
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dùng cho người sau phẫu thuật trĩ, phụ khoa... - Polypropylene (PP) chính phẩm - Kích thước 36 x 38 x 10
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Bồn bằng nhựa.
1.3	Mục đích/Chi định sử dụng	- Không làm cản vết thương, không chảy máu, không đứt chi, rất tốt cho người phẫu thuật vùng hậu môn, âm đạo.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Đặt dụng cụ trên bồn cầu, sau cho vừa khít thành bồn cầu . Sau đó cho nước và thuốc ngấm khấy đều cho thuốc tan rồi ngấm. Thuốc, thời gian ngấm theo chỉ định của bác sĩ.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	Không có
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. Sản phẩm không có thông tin bất lợi	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số)



LIÊU CHÍ SIÊU