



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ**  
**THAIPHU MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**  
Địa chỉ: Số 18, Tập thể Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn  
Điển, huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội  
ĐT: 04.3 5765545 – Fax : 04.6 2517256  
Email: ytethaiphu@gmail.com

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT GĂNG TAY KHÁM TP**

Ngày 10.tháng 08.năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Hộp 50 đôi, nhãn hiệu TP, được làm bằng nguyên liệu cao su tự nhiên có bột, bề mặt trơn nhẵn, chưa tiết trùng. Thuận cho cả hai tay, bề mặt mềm mại
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để bảo vệ nhân viên y tế khi thăm khám bệnh nhân
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đeo vào tay để thăm khám, chăm sóc bệnh nhân, sau khi sử dụng thì bỏ đi và không dùng lại.
1.5	Chống chỉ định	Không sử dụng lại, không sử dụng 1 đôi găng để khám bệnh cho nhiều người
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sản phẩm được đóng gói và bảo quản trong môi trường thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Không Có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	- Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi đeo găng để thăm khám bệnh nhân. - Không sử dụng 1 đôi găng để khám bệnh cho nhiều người -- Không sử dụng khi găng tay bị rách hoặc hết hạn sử dụng ghi trên bao bì

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

KS. Đặng Hữu Dũng