

Số: 0207 /MG-RA/2017

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2017.

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU**  
**Vliwaktiv® Absorbent Activated Charcoal Dressing Gạc than hoạt tính hấp thụ**

	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Vliwaktiv® Absorbent Activated Charcoal Dressing</b> Gạc than hoạt tính hấp thụ Mã hàng : REFs 20254,20255 Vliwaktiv® Absorbent Activated Charcoal Dressings Gạc than hoạt tính hấp thụ bao gồm một lớp áo vỏ không dệt (viscose + polyamide ) không dính vào vết thương , một lớp sợi than hoạt tính , một số lớp cellulose và phần vải không dệt bảo vệ (polypropylene) . Gạc hấp thụ được đóng gói sẵn , riêng lẻ , vô trùng với kích thước 10 x 10 cm và 10 x 20cm .
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Không có.
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	- Dùng để điều trị các vết thương nặng như loét chân , loét do tư thế nằm , dò hậu môn. vv
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Gạc than hoạt tính hấp thụ .
1.5	Chống chỉ định	- Chưa biết
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Không có.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Chưa biết
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước :	Liên minh Châu Âu (Quốc gia đầu tiên) , Úc, Indonesia , Thái Lan
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác:	- Liên minh Châu Âu (Quốc gia đầu tiên) , Úc, Indonesia , Thái Lan

CÔNG TY TNHH  
MEGA LIFESCIENCES VIỆT NAM



Ngô Thanh Lợi