

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chủng loại/Mã: Afia 4050

Hãng/nước sở hữu: LOJER OY / Phần Lan

## Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

**Bước 1:** Di chuyển bàn khám đến vị trí thích hợp, khóa cố định các bánh xe của bàn

**Bước 2:** Cắm dây nguồn vào bàn để nạp nguồn

**Bước 3:** Gắn các phụ kiện vào bàn theo tư thế khám thích hợp

**Bước 4:** Đặt bệnh nhân lên bàn và điều chỉnh vị trí, phụ kiện của bàn khám bằng điều khiển cầm tay và các bộ phận điều chỉnh thủ công.



**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày.....Tháng.....Năm .....

*Nguyễn Hữu Khánh Hưng*