

Transparent dressing with adsorbent pad - băng dính có gạc vô trùng trong suốt không thấm nước

Hướng dẫn sử dụng: Rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, đắp gạc trực tiếp lên vết thương.

Chỉ định: dùng trong hậu phẫu.

Lưu ý: Gạc chỉ sử dụng một lần, không nên sử dụng khi bao bì đã rách.

Thành phần: Gạc polyester, keo polyacrylate không gây dính.

Được tiệt trùng và đóng gói trong từng bao riêng.

Số lượng, kích thước và hạn dùng: trên bao bì.

Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt, độ ẩm cao.

Xuất xứ: Bồ Đào Nha

Sản xuất bởi: Bastos Viegas, S.A- 4560-909 Penafiel- Portugal.

Nhà NK & PP: Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long.

Địa chỉ: 83/20/16C Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3620 5008; web: ducminhlong.com

