



## THUN VỚ STOCKINETTE

Thun vớ Stockinette được dệt 100% cotton, co giãn tròn đều, rất thuận tiện trong thao tác bó bột. Với khả năng co giãn đều nên hạn chế bị chèn ép trong bó bột.

Thành phần: 100 % cotton

Công dụng: lót trong bó bột

Hướng dẫn sử dụng: chọn kích thước tương ứng, cắt chiều dài theo yêu cầu, mang vào vùng cần bó bột.

Kích thước: 5cm x 25m; 7cm x 25m; 10cm x 25m; 15cm x 25m

Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn 93/42/EEC; ISO 9001:2008 và ISO 13485 : 2003

Hãng sản xuất: BASTOS VIEGAS S.A,  
Nước sản xuất: BỒ ĐÀO NHA