

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 07/09/2017

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Chủng loại sản phẩm: LightCycler Capillaries (100 µl) M-grade

Đặc tính Sản phẩm

Một mao quản thủy tinh được đúc thành một bình chứa polypropylene, cho phép dễ dàng đặt mao quản vào. Một nắp đậy cung cấp một nắp che an toàn, giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bẩn.

Mỗi mao quản LightCycler® Capillary (100 µl) M^{GRADE} dài 51 mm (không kể nắp đậy bằng nhựa) và đường kính ngoài là 3.175 mm.

Ⓢ Thiết kế sản phẩm M^{GRADE} có độ nhạy cao đối với sự phát hiện acid nucleic của vi khuẩn và nấm. Quy trình sản xuất thích hợp được phát triển nhằm loại trừ khả năng nhiễm có thể gây nhiều xét nghiệm này.

