

NON-ALHERENT DRESSING - Gạc hút dịch hai lớp không dính

Hướng dẫn sử dụng: Rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý.

Đắp gạc trực tiếp lên vết thương.

Băng lại bằng băng thun hoặc băng dính

Chỉ định: Dùng cho vết thương tiết dịch nhiều, gạc hút dịch tốt, không dính vào vết thương, không gây đau khi thay băng, giúp bảo vệ các vết cắt, trầy xước, bỏng...

Lưu ý: Gạc chỉ sử dụng một lần, không nên sử dụng khi bao bì đã rách.

Thành phần cấu tạo: Gạc bằng viscose, polyester với lớp màng trên cùng bằng polyester, polyethylene không gây dính

Đóng gói: 150 miếng/hộp, được tiệt trùng và đóng gói trong từng bao riêng

Bảo quản: nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt, độ ẩm cao

Kích thước, hạn dùng: trên bao bì

Xuất xứ: Bồ Đào Nha

Sản xuất bởi: Bastos Viegas, S.A- 4560-909 Penafiel- Portugal

Nhà NK & PP: Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long

Địa chỉ: 83/20/16C Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 08. 3620 5008; Web: www.ducminhlong.com

