



3M™ Nexcare™

Absolute Waterproof Adhesive Dressing with Pad

Mô tả Sản phẩm

3M™ Nexcare™ Absolute Waterproof Adhesive Dressing with Pad: miếng dán với miếng lót không dính, sản phẩm không thấm nước, ngăn vi khuẩn và vi rút. Lớp dính không gây dị ứng, không chứa cao su tự nhiên (non-latex).

Chỉ định sử dụng

Để bảo vệ các vết thương nhỏ như vết cắt, bong nhẹ, trầy xước da.

Chống chỉ định

Không có.

Cảnh báo và thận trọng

Không sử dụng cho các vết thương bị nhiễm trùng hoặc các vết bong nặng. Tư vấn chuyên gia y tế nếu có dấu hiệu của nhiễm trùng như sưng, nóng, đỏ, đau, ngứa, có ban hoặc bong rộp.

Cách dùng

Miếng dán dùng để bảo vệ các vết thương nhỏ như: vết cắt, bong, trầy da, hoặc vết rạch da sau phẫu thuật.

Bảo quản / Sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm

Nhà sản xuất

3M Brookings Plant, 601 22nd Avenue South, Brookings, South Dakota 57006 (Mỹ).

Chủ sở hữu lưu hành tại Việt Nam

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Nhập khẩu, phân phối

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM



**3M™ Nexcare™
Tegaderm™ Transparent Dressing**

Mô tả Sản phẩm

3M™ Nexcare™ Tegaderm™ Transparent Dressing: Miếng dán trong suốt được cấu tạo bởi lớp phim mỏng không chứa cao su (non-latex). Sản phẩm để che phủ và bảo vệ các vết thương nhỏ trên da, vết bỏng độ 1,2.

Chỉ định sử dụng

Để bảo vệ các vết thương nhỏ như vết cắt, bỏng nhẹ, trầy xước da.

Chống chỉ định

Không có.

Cảnh báo và thận trọng

Không sử dụng cho các vết thương bị nhiễm trùng hoặc các vết bỏng nặng. Tư vấn chuyên gia y tế nếu có dấu hiệu của nhiễm trùng như sưng, nóng, đỏ, đau, ngứa, có ban hoặc bóng rât.

Cách dùng

Miếng dán dùng để bảo vệ các vết thương nhỏ như: vết cắt, bỏng, trầy da, hoặc vết rạch da sau phẫu thuật.

Bảo quản / Sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm

Nhà sản xuất

3M Brookings Plant, 601 22nd Avenue South, Brookings, South Dakota 57006 (Mỹ).

Chủ sở hữu lưu hành tại Việt Nam

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Nhập khẩu, phân phối

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM



3M™ Nexcare™

Absolute Waterproof Adhesive Pad

Mô tả Sản phẩm

3M™ Nexcare™ Absolute Waterproof Adhesive Pads: miếng dán không thấm nước với miếng lót polyester, lớp dính keo acrylate. Sản phẩm vô trùng, sử dụng một lần. Được sử dụng để bảo vệ các vết thương nhỏ như vết cắt, bong nhẹ, trầy xước da.

Chỉ định sử dụng

Băng keo cá nhân dùng để giữ băng gạc, dây truyền dịch, ống, hay các thiết bị khác trên da.

Chống chỉ định

Không có.

Cảnh báo và thận trọng

Tháo bỏ băng keo chậm và thấp.

Cách dùng

Cắt/xé đoạn băng có chiều dài phù hợp với mục đích sử dụng để dán lên da nhằm mục đích giữ các thiết bị y tế nhẹ, nhỏ khác như gạc, ống/dây truyền dịch...

Bảo quản / Sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm

Nhà sản xuất:

Sản xuất & đóng gói:

3M Hutchinson

905 Adams Street SE, Hutchinson, MN 55350 USA (Mỹ)

Tiệt trùng:

Steris Isomedix Services, 2500 Commerce

and Dr. 1880 Industrial Drive, Libertyville, Illinois 60048

USA (Mỹ).

Đóng gói:

3M Edumex,

S.A. De C.V., 6620 Oriente

Calle Ramon Rival Lara, C.D. Juarez, Chihuahua,

Mexico (Me-xi-co).

Chủ sở hữu lưu hành tại Việt Nam

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Nhập khẩu, phân phối

Công ty TNHH 3M Việt Nam, 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM