



## CT TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỖNH NGỌC

7A/70 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 6264.9088 - 6264.9096 - Fax: 6264.7616

Website: [huynhngocmedical.com.vn](http://huynhngocmedical.com.vn)

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAM KÍNH MODEL : 7102; 7105



#### Thông số kỹ thuật:

- Mặt kính l ng (7102); Mặt kính nh m (7105).
- Kích thước: 25.4 x 76.2 (mm)
-   độ dày: 1.2 mm
- Hộp 72 miếng
-  ng g i: th ng 50 hộp

#### Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ 1 giọt mẫu vừa đủ xuống một miếng lam sạch rồi lấy lamen  p lên và đưa vào quan s t dưới kính hiển vi.