

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIẤY ĐO ĐỘ PH HÃNG GREETMED - TRUNG QUỐC

TT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, Nước Sản xuất	Hãng, Nước Sở hữu
1	Giấy đo độ PH	GĐPHGM	Dùng để đo nồng độ PH	Khi nhúng mảnh giấy quỳ vào dung dịch, nếu màu giấy quỳ giữ nguyên màu tím thì dung dịch đó trung tính, nếu ngả sang màu xanh thì dung dịch đó mang tính kiềm, nếu chuyển sang màu đỏ thì dung dịch đó mang tính axit.	Ningbo Greetmed - Trung Quốc	Ningbo Greetmed - Trung Quốc

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC  
*Phan Anh Tuấn*