

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEL SIÊU ÂM HÃNG TELEPAPER - MALAYSIA

TT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, Nước Sản xuất	Hãng, Nước Sở hữu
1	Gel siêu âm	GLSAML	Được sử dụng cho mọi loại siêu âm, gel làm loại bỏ không khí giữa bề mặt da và máy thăm dò từ đó cho phép sóng siêu âm tiếp cận vào cơ thể một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn.	Bôi trực tiếp lên da khi tiến hành siêu âm chuẩn đoán với máy siêu âm.	Telepaper - Malaysia	Telepaper - Malaysia

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn