

Tên hàng: Gel siêu âm

Công dụng: Được sử dụng cho mọi loại siêu âm, gel làm loại bỏ không khí giữa bề mặt da và máy thăm dò từ đó cho phép sóng siêu âm tiếp cận vào cơ thể một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn.

Quy cách: Thùng/ 2 can

NSX: 2017-02 **HSD:** 2022-01

NSX: Telepaper - Malaysia

Không có điều kiện bảo quản đặc biệt

NNK-NPP: CTY TNHH TTBYT PHAN ANH

T3 Hồng Lĩnh, P15, Q10, TP.HCM

