

Pulse Medical Inc.

Look What We've Got!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN ÁO CHÌ

❖ Hướng dẫn sử dụng

1. Mặc Áo vào, chỉnh sửa cho đều hai vai.
2. Thắt dây đai vòng quanh bụng.

❖ Bảo quản Áo chì

1. Sử dụng xong dùng khăn ướt hay (cồn sát trùng) lau, chùi Áo.
2. Không được giặt hay ngâm Áo trong nước.
3. Dùng móc, móc áo lên cho thẳng.
4. Để nơi nhiệt độ bình thường,