

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 19022 /VTTB-ĐGSPH

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH TM và XNK Nông lâm sản Trường Sơn

Địa chỉ: Thôn Kim Lũ, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Orchid

Model: KT-ORCHID

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH TM và XNK Nông Lâm Sản Trường Sơn

Địa chỉ: Thôn Kim Lũ, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật


TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH TM và XNK Nông lâm sản Trường Sơn cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế ngày 20/4/2022.*


Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Hà Quang Thanh



Lê Đức Hà