

**Tên hàng: Mặt nạ thở oxy**

**Chủng loại: Non-Rebreather Mask (Non-Rebreath Mask, Oxygen Mask)**

**Số công bố TTBYT:**

**Chủ sở hữu số công bố, nhà nhập khẩu :** Công Ty TNHH TM - DV KT Hoàng Lộc

**Địa chỉ:** 48 Long Hưng, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 39716873 -74 - Fax: (028) 39716873-74

**Nhà SX:**

**1. Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd**

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou 315105 Ningbo, Zhejiang China

**2. Ningbo Greatcare Medical Instruments Co., Ltd.**

No. 92 Cishanhe Road, Chunxiao Town, Beilun District, Ningbo, China

**3. Well Lead Medical Co., Ltd**

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong 511434 Panyu, Guangzhou, China

**4. Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd**

No. 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, 315336, P.R. China

**Chủ sở hữu sản phẩm: Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd**

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou 315105 Ningbo, Zhejiang China

**Xuất xứ: China**

**Thông tin ngày SX, HSD, số lot, số seri:** xem trên bao bì

**Thông tin bảo hành, HDSĐ, TLKT sửa chữa sản phẩm:** vui lòng liên hệ NNK

**Bảo quản:** nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp

**Đại diện hợp pháp công ty**

**Giám Đốc** *Handwritten signature*



**Cao Xuân Quỳnh Anh**

  
OPEN


**TOP CARE**

# NON-REBREATH MASK

## DIRECTION:

1. Place mask over patient's face, centering both nose and mouth.  
The elastic strap should be below the ears and around the neck.
2. Gently pull the ends of the strap to adjust for comfort and fit.
3. Adjust metal strip at bridge of nose to secure fit.
4. Attach the other end of O2 tube to oxygen source.

 Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd.  
No. 138 Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone  
315336, Ningbo, Zhejiang Province, P.R. China

 Shanghai International Holding Corp.  
GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg, Germany

**Distributed by:**  
Hoang Loc Co., Ltd, Vietnam – 48 Long Hung,  
Ward 7, District Tan Binh, HCMC,  
Vietnam – Tel: 0084.28.3971.6873/ 6874

Size: Adult/Pediatric  
Elongated

 XXXXX

 YYYY-MM

 YYYY-MM

 1639



**STERILE EO MADE IN CHINA**