

Mẫu nhãn lưu hành TTBYT tại Việt Nam



Tên sản phẩm: **Bộ Laser hỗ trợ phôi thoát màng**

MODEL: **Octax Navilase**

Số seri: Trên bao bì sản phẩm

Số lưu hành:

Số lô: Trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ: **Đức**

Quy cách đóng gói: Bộ/cái

Công dụng: Dùng để hỗ trợ phôi thoát màng

Cách sử dụng: Tạo lỗ trên màng ZP của phôi, hỗ trợ phôi dễ thoát màng làm tổ khi được chuyển vào tử cung.

Cảnh báo:

Bảo quản: Nơi thoáng mát

Năm sản xuất, hạn sử dụng: Trên bao bì sản phẩm

Hãng chủ sở hữu: **Vitrolife GmbH**

Địa chỉ: **Dr.-Pauling-Str.9,D-84079 Bruckberg, Germany**

Hãng sản xuất: **Vitrolife GmbH**

Địa chỉ: **Dr.-Pauling-Str.9,D-84079 Bruckberg, Germany**

Nhà phân phối: **Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ**

Địa chỉ: **A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM**