



CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN - VIỆT NAM
MEINFA JOINT STOCK COMPANY
SONGCONG CITY – THAINGUYEN PROVINCE – VIETNAM
Tel: 84 208 3861236 - Fax: 84 208 3861338
Email: meinfa2006@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (HỘ) HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

* SỬ DỤNG:

- Dùng để đựng dụng cụ y tế, bông gạc, dung dịch trong quá trình khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

- Hấp, sấy tiệt trùng trước khi sử dụng.

* BẢO QUẢN:

- Thường xuyên lau chùi sạch sẽ.

- Bảo quản nơi khô ráo.

- Không được đốt, tránh nhiệt độ cao (trên 180°C).

- Tránh va đập mạnh gây biến dạng sản phẩm.

CÔNG TY CP MEINFA



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hưng