



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84) 24 3553 5450

Fax: (84) 24 3553 5450

Mail : info@hnvietnam.com.vn

Web: <http://hnvietnam.com.vn>


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Kim chọc hút tế bào và can thiệp

Model/Mã Sản Phẩm: Chiba/ CHxyyyy-zz;, Quincke/Westcott/ QKxyyyy-zz; WExxyyy-zz, Franseen/ FRxyyyy-zz, Turner/ TUxyyyy-zz,

Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý



Kim dùng một lần cho các thủ thuật tiêm gây tê, tiêm xơ thần kinh bằng cồn, hút tế bào tạng sâu

Thân kim đánh dấu mỗi 1cm để xác định độ thâm nhập của kim và cố stopper (cố định tạm thời) gắn trên kim để chốt vị trí đúng của kim

Phần đuôi kim là cấu trúc nối được với bơm tiêm và trong suốt.

Cỡ kim 23G – 200mm, 25G – 200mm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân