




CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM
Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel : (84) 24 3553 5450 Fax: (84) 24 3553 5450
Mail : info@hnvietnam.com.vn Web: <http://hnvietnam.com.vn>

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Dụng cụ sinh thiết mô mềm tự động
Model/ Mã Sản Phẩm: Medone/Mã: MOxyyy-zz;
Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý



Kim sinh thiết tự động hoàn toàn Medone dùng để lấy mẫu bệnh phẩm mô mềm: **Vú, Tiền liệt tuyến.**

Sử dụng được với 1 tay.

Lấy mẫu dài 22mm

Cò súng nằm ở ở đầu gần và đầu xa ở tay cầm.

Kim có các kích cỡ đường kính **14 đến 21G**, chiều dài từ 80mm đến 300mm. Lấy được mẫu bệnh phẩm dài 13mm và 22mm. Đầu kim có dấu cân âm dễ dàng phát hiện dưới siêu âm và thân kim chia mỗi centimet, có chốt chặt trên thân kim.

Có kim mũi thường (vát 1 bên/bevel), mũi 4 cạnh (trocar) và mũi 6 cạnh (sword)

Trong các trường hợp cần thiết có thêm kim dẫn đường có kích thước tương hợp với kim sinh thiết, mục đích để hạn chế tổn thương da trong trường hợp lấy nhiều mẫu.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân