



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84) 24 3553 5450

Fax: (84) 24 3553 5450

Mail : info@hnvietnam.com.vn

Web: <http://hnvietnam.com.vn>


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Kim sinh thiết dùng với dụng cụ sinh thiết tự động nhiều lần Unigun

Mã Sản Phẩm: UGxxxxyy-zz

Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý



là kim dùng với dụng cụ sinh thiết tự động Medgun hoặc Bard Magnum

Chiều dài mẫu tới 19mm và thâm nhập kim 22mm

Thân kim có chất cản âm phát hiện dưới hướng dẫn siêu âm.

Thân kim có đánh dấu centimet và có chặn cố định kim (lựa chọn)

Kim cũng có mũi Trocar (mũi 4 cạnh)

Sử dụng với kim dẫn đường mã CU.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân