

Bản tiêu chuẩn sản phẩm

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Phương

QUALITY CONTROL SPECIFICATIONS FOR FINISHED PRODUCT

Product: BIO-FLASH Triggers

Code: 3000-8204

Chemical-Physical Control

Parameter		Specification
Trigger 1 (Catalyst)	Form	Liquid
	Colour	Colourless
Trigger 2 (Oxidizer)	Form	Liquid
	Colour	Colourless

Functional Control on BIO-FLASH System

Parameter	Specification
Light Check Control (Mean RLU / Mean RLU Reference)	0.97 - 1.03

Packaging control

Parameter	Specification
Expiry Date	Correct
Label	Correct
Packaging and positioning in the box	According to approved proposal



Joan Guixer
Q.A. & R.A. Director
Biokit S.A.