

CREP2 B C

CREP2



For USA: **CONTENT**
B: TAPS 30 mmol/L; Creatinase (microorg.) ≥ 332 µkat/L; SOD (microorg.) ≥ 132 µkat/L; Ascorbate oxidase (microorg.) ≥ 33 µkat/L; HTIB 1.2 g/L
C: TAPS 50 mmol/L; Creatininase (microb.) ≥ 498 µkat/L; POD (horse-radish) ≥ 16.6 µkat/L; 4-Aminophenazon 0.5 g/L; K₂Fe(CN)₆ 60 mg/L

Creatinine plus ver.2
 COBAS INTEGRA / **cobas c** systems

REF 03263991190
 System-ID 07 6612 7

CONTENT 250


2-8 °C **IVD**

 dialog.roche.com  0123

COBAS INTEGRA, COBAS C and COBAS are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Str. 116
 D-68305 Mannheim


Distribution in USA by:
 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 Made in Germany

LOT 00000000
 2000-01-31

cobas 10

04452002001(3)



(1)





Ser.No. 00001 **CREP2** 03263991 190 10


(2)

CREP2 **REF** (240)03263991190 For USA: Rx only


 2000-01-31
 2000-01-01

 For USA: Store upright

UDI 

 EU: +800 5505 6606
 USA: +1 800 4282336

LOT (10)00000000
GTIN (01)04015630919215



11

(3)

**Nhãn sản phẩm
CREP2 (03263991190)**

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ
creatinine**

CREP2

Mã sản phẩm: 03263991190

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:


Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991