



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM

Số 85/50, ngõ 193 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam



huongphamthanh58@gmail.com



Http://www.vls.vn

BỘ ÁO CHỒANG PHÒNG DỊCH, BAO GIÀY, GĂNG TAY KHẨU TRANG, TẮM CHE MẶT MÃ SẢN PHẨM: MS



LEVEL 2



45 GSM

SIZE XL

1m60 ~
1m80

Áo cholang y tế dùng một lần được may bằng vải SMS, kháng nước và kháng khuẩn qua đường máu, chống tĩnh điện trong lượng vải 45 gsm.



EN1149-5



EN 14126



EN 1073-2



EN 14605



KÍCH THƯỚC SIZE

Chiều dài 118 cm, Chiều rộng 154 cm, dài tay 56 cm

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Áo cholang y tế dùng một lần được đóng trong túi nilon hút chân không hoặc túi khử khuẩn được hàn miệng kín.

CÁCH BẢO QUẢN

Áo cholang y tế dùng một lần được bảo quản ở nhiệt độ từ 15 đến 25 ° C trong bóng tối (hộp các tông), không tiếp xúc với tia cực tím. Hiệu suất chống tĩnh điện có thể giảm theo thời gian. Sản phẩm phải được vận chuyển và bảo quản trong bao bì ban đầu của nó.



HẠN SỬ DỤNG: 3 NĂM KẾ TỪ NGÀY SẢN XUẤT

TCCS: 04:2022/VLS

Số CB:

Lô SX:

Số lưu hành: XXXXXX

Ngày sản xuất:

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM

MADE IN VIETNAM