

## NỘI DUNG GHI NHÃN

### DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ P.I.P

Thành Phần: nước RO, Sodium hydrophosphate, Disodium phosphaste, Povidin done iod.

Công dụng : Dùng ngâm rửa, vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế.

Thể tích thực: .... ml

Hướng dẫn sử dụng :

- Tắm sản phẩm vào bông bôi lên chỗ cần khử khuẩn.
- Tắm sản phẩm vào bông xoa trên vật liệu y tế, hoặc ngâm dụng cụ y tế trong dung dịch sản phẩm.

Cảnh báo:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn
- Không được uống

Bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ. **ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.** Không để trên bề mặt nóng. Không để sản phẩm chung với các chất độc hại.

Ngày sản xuất : Xem trên vỏ hộp

Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất.

Số Đủ ĐKSX: 200000366/PCBSX-HCM

Số lưu hành: .....

Số lô SX: .....

SX theo TCCS 04:2022/BANKFOOD

Nhà sản xuất và Phân Phối: **CÔNG TY TNHH BANKFOOD**

Địa chỉ: 34 Đường 16, Ấp 5, X. Phong Phú, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Phone : 028 668 24457 – 0832 303238

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

