

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ P.I.P

Chủng loại: BF.SKP

I. Hướng dẫn sử dụng:

- Tắm sản phẩm vào bông bôi lên chỗ cần khử khuẩn.
- Tắm sản phẩm vào bông xoa trên vật liệu y tế, hoặc ngâm dụng cụ y tế trong dung dịch sản phẩm.

II. Hướng dẫn bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ. **ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.** Không để trên bề mặt nóng. Không để sản phẩm chung với các chất độc hại.

III. Cảnh báo:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn
- Không được uống

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

