




**CÔNG TY TNHH LÊ LỢI**  
11/10 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội.  
T: 024.33825644 F: 024.33520915  
Email: sales@leloimed.com.vn

Ngày 4 tháng 5 năm 2022

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**Tên trang thiết bị y tế: Ống thông đường mật chữ T**

**Hãng sản xuất: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.**

**Địa chỉ: 16-1, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.**

- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần, sử dụng ngay sau khi mở bao gói và tiêu hủy luôn sau đó; Nghiêm cấm sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng;
- Sản phẩm phải để ở nơi tránh nhiệt độ cao, độ ẩm cao, không có khí ăn da, khô ráo và thoáng khí.
- Sản phẩm phải được tiệt trùng bằng EO. Mỗi phần kiểm tra phải đáp ứng tiêu chuẩn trước khi sử dụng.
- Thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày sản xuất, phải sử dụng sản phẩm trong thời hạn này.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



**TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN  
LÊ LỢI**  
**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Mai Anh*