

ISE Buffer Solution

TÊN: ISE Buffer Solution

CODE: 204-124

ĐÓNG GÓI: 2000mL

ỨNG DỤNG: Được sử dụng trong máy phân tích hóa sinh, để bảo trì dụng cụ.

THÀNH PHẦN: Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide, Stabilizer

TÌNH TRẠNG: Chất lỏng màu vàng nhạt.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở 20C ~ 30oC ở nơi sạch sẽ, tránh bị ép.

THỜI GIAN CÓ GIÁ TRỊ: 24 tháng

INSTRUMENT MODEL: Máy phân tích sinh hóa dòng Roche

YÊU CẦU MẪU: Huyết thanh

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG: Theo hướng dẫn vận hành thiết bị.

CẢNH BÁO: 1. Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro.

2. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc da, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng với nhiều nước.

3. Gây nôn và tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp nuốt phải.

4. Xử lý nước thải theo quy định của địa phương.

NGÀY SẢN XUẤT & LÔ SỐ: Xem nhãn hoặc bên ngoài gói.



GIÁM ĐỐC
Tăng Đỗ Dũng