

GLUC3 B C

GLUC3


For USA: **CONTENT**
B: MES 5.0 mmol/L,
pH 6.0; Mg²⁺ 24 mmol/L;
ATP ≥ 4.5 mmol/L;
NADP ≥ 7.0 mmol/L
C: HEPES 200 mmol/L,
pH 8.0; Mg²⁺ 4.0 mmol/L;
HK (yeast) ≥ 300 µkat/L;
G-6-PDH (E.coli) ≥ 300 µkat/L

Glucose HK Gen.3
cobas c systems

REF 05168791214
System-ID 05 6831 6

CONTENT ▽ 2200

2-8 °C **IVD**

 dialog.roche.com **CE** 0123

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in China

LOT 00000000
2000-01-31

04432012001(3)

02


(1)




(2)


GLUC3 **REF** (240)05168791214 For USA: Rx only

LOT (10)00000000
2000-01-31
2000-01-01

UDI 

GTIN (01)07613336161791

 For USA: Store upright

 EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

Roche **02**

(3)

**Nhãn sản phẩm
GLUC3 (5168791214)**

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose
GLUC3**

Mã sản phẩm: 05168791214

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,


Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd., No. 259
Zhongyuan Road, 215028 Suzhou,
Jiangsu, Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991