


1. Tên trang thiết bị y tế: Kính áp tròng dùng 1 lần dành cho mắt lão thị với công nghệ mở rộng độ sâu tiêu điểm
2. Chủng loại/model: SEED 1day Pure EDOF;
3. Số lưu hành, công bố: .....
4. Công ty sở hữu số lưu hành, phân phối, bảo hành: CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM - Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà số 81+83 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
5. Xuất xứ: Nhật Bản;
6. Chủ sở hữu sản phẩm: SEED Co., Ltd. - Địa chỉ: 2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402 Japan;
1. Định lượng, quy cách đóng gói: 32 mắt kính/hộp; (hoặc 8 mắt kính/hộp), đóng gói vô trùng;
2. Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Ngày sản xuất: 47 tháng trước ngày hết hạn xem hạn sử dụng tại ký hiệu  trên bao bì sản phẩm;
3. Số lô: xem số lô tại ký hiệu **LOT** trên bao bì sản phẩm;
4. Thành phần, thông số kỹ thuật: 2- Thành phần: 2-HEMA, Monomer âm, Monomer dương, MMA, EGDMA, chất hấp thụ tia cực tím Benzotriazole - BC: 8.40mm - DIA: 14.20mm;
5. Thông tin cảnh báo: Thăm khám và sử dụng theo chỉ định của chuyên gia chăm sóc mắt;
6. Hướng dẫn sử dụng: tra cứu thông tin tại website [www.seedvietnam.com](http://www.seedvietnam.com);
7. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ phòng.

