


1. Tên trang thiết bị y tế: Kính áp tròng dùng 1 tháng dành cho mắt cận thị hoặc viễn thị
2. Chủng loại/model: SEED MonthlyPure Moisture
3. Số lưu hành, công bố:
4. Công ty sở hữu số lưu hành, phân phối, bảo hành: CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM - Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà số 81+83 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
5. Xuất xứ: Nhật Bản;
6. Chủ sở hữu sản phẩm: SEED Co., Ltd. - Địa chỉ: 2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402 Japan;
7. Định lượng, quy cách đóng gói: 3 mắt kính/ hộp, đóng gói vô trùng;
8. Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Ngày sản xuất: 47 tháng trước ngày hết hạn; xem hạn sử dụng tại ký hiệu  trên bao bì sản phẩm ;
9. Số lô: xem số lô tại ký hiệu **LOT** trên bao bì sản phẩm;
10. Thành phần, thông số kỹ thuật: Thành phần: 2-HEMA, Monomer âm, Monomer dương, MMA, EGDMA, chất hấp thụ tia cực tím Benzotriazole - BC: 8.60mm - DIA: 14.20mm;
11. Thông tin cảnh báo: Thăm khám và sử dụng theo chỉ định của chuyên gia chăm sóc mắt;
12. Hướng dẫn sử dụng: tra cứu thông tin tại website www.seedvietnam.com;
13. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ phòng.

