




CÔNG TY TNHH LÊ LỢI
11/10 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội.
T: 024.33825644 F: 024.33520915
Email: sales@leloimed.com.vn

Ngày 7 tháng 5 năm 2022

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Tên trang thiết bị y tế: Ống thông đường thở

Hãng sản xuất: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

Địa chỉ: 16-1, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

1. Bóc bao bì và lấy Ống thông đường thở ra.
2. Đặt Ống thông đường thở trong khoang miệng.
3. Để bệnh nhân ngậm chặt phần miệng của Ống thông đường thở.

THẬN TRỌNG:

1. Chỉ sử dụng một lần.
2. Không để bị tắc nghẽn bên trong đường thở.
3. Bảo quản nơi khô mát.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



1

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Mai Anh